

# L'USAGE UNIQUE COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VU



Ambu® aScope™ 5 Broncho

**Ambu**

# BRONCHOSCOPIE À USAGE UNIQUE

aScope™ 5 Broncho d'Ambu® associe les avantages connus des endoscopes réutilisables aux avantages de la solution à usage unique. Il est compatible avec l'unité d'affichage et de traitement aBox™ 2 d'Ambu® (avec une résolution Full HD) et peut facilement être connecté à des moniteurs externes.



## EXCELLENTE MANIABILITÉ

### Atteinte des zones difficiles d'accès de l'arbre bronchique :


La combinaison des angles de béquillage, de la plage d'angulation de l'embout distal et de la flexibilité du tube d'insertion est conçue pour vous aider à atteindre les zones difficiles d'accès de l'arbre bronchique.

### Rotation à 120° gauche/droite :

Conçu pour vous permettre d'ajuster la position de l'extrémité distale afin de faciliter la navigation et l'insertion des instruments d'endothérapie.

### Large compatibilité des instruments d'endothérapie :

Conçu pour être utilisé avec les instruments d'endothérapie diagnostique et thérapeutique couramment utilisés dans la salle de bronchoscopie, y compris les outils haute fréquence.



## IMAGERIE DE NIVEAU SUPÉRIEUR

### Puce de caméra haute résolution et écran Full HD :

aScope 5 Broncho et aBox 2 fonctionnent ensemble pour fournir une imagerie supérieure.

### Excellente qualité d'image :

Le champ de vision à 120 degrés et le système HD de 3 à 100 mm de profondeur de champ avec commande automatique adaptative avancée vous donnent l'image claire et lumineuse nécessaire pour la procédure.

### Visibilité améliorée :

L'algorithme exclusif d'amélioration du contraste rouge avancé (ARC) d'Ambu est destiné à améliorer la visibilité des tons rouges dans l'image sans altérer l'aspect naturel.

### Prise, lecture et documentation faciles des images et des vidéos :

D'une simple pression sur l'un des boutons du bronchoscope, vous pouvez zoomer en avant et en arrière, capturer des images et des vidéos et les examiner après la procédure. Enfin, la compatibilité avec les serveurs PACS et les logiciels de dossiers médicaux électroniques rend la documentation simple et efficace.



Ambu® aScope™ 5 Broncho

## APPORTE DES AVANTAGES À USAGE UNIQUE À LA SALLE DE BRONCHOSCOPIE



### **CONTACTEZ-NOUS POUR ORGANISER UNE DÉMONSTRATION**

Configurer l'aScope 5 Broncho et l'aBox 2 sur votre lieu de travail afin que vous puissiez le prendre en main et le voir par vous-même est rapide et simple.

Ambu® aScope™ 5 Broncho

# L'USAGE UNIQUE COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VU

Définit une nouvelle norme en matière de bronchoscopes

## 5 FAÇONS DONT LA PERFORMANCE DE L'USAGE UNIQUE PEUT PROFITER À LA SALLE DE BRONCHOSCOPIE

- **Pas de problèmes de réparation grâce à l'usage unique**  
Avec la solution aScope 5 Broncho à usage unique, vous obtenez un nouveau vidéoscope pour chaque patient. Cela signifie qu'il n'y a aucun risque d'endommager l'aScope 5 Broncho avec des instruments d'endothérapie tranchants ou actifs.
- **Augmenter le nombre d'interventions sans investissement important**  
Libérer des ressources financières et matérielles ouvre la voie à une utilisation par votre hôpital de ces ressources pour d'autres tâches importantes. Avec la solution aScope 5 Broncho, le seul élément nécessaire pour augmenter la capacité est une unité d'affichage et de traitement supplémentaire.
- **Libère des coûts et des ressources**  
L'aScope 5 Broncho réduit le temps et les ressources consacrés au nettoyage. En fait, il élimine complètement le besoin de retraitement. En outre, les coûts et les efforts de maintenance et de réparation, les contrats de service et les ressources consacrées au transport, à l'administration, à la formation et aux fournitures de nettoyage sont supprimés.
- **Planification et gestion plus faciles de votre emploi du temps**  
Avec l'aScope 5 Broncho stérile et à usage unique, vous disposez de plusieurs tailles en stock quand vous en avez besoin. Cela peut vous éviter l'inefficacité et les désagréments liés aux annulations et aux reprogrammations.
- **La stérilité offre une mesure de sécurité supplémentaire**  
La solution aScope 5 Broncho élimine le risque de contamination d'un patient à un autre. Ceci pourrait être particulièrement pertinent pour réduire le risque de transmission d'infections chez les populations de patients pulmonaires immunodéprimés.

**Ambu** FOREVER FORWARD

Ambu® aScope™ 5 Broncho est un bronchoscope flexible à usage unique, stérile, destiné à être utilisé pour l'accès endoscopique et l'examen de l'anatomie aérienne. Dispositif médical de classe IIa - Organisme notifié BSI (CE 2797). Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Pour toutes questions relatives à la matériovigilance : [vigilance.fr@ambu.com](mailto:vigilance.fr@ambu.com) ou [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr) Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

**Distributeur** Ambu SARL

Les Bureaux du Parc Avenue J-G Domergue  
33070 Bordeaux Tel. 05 57 92 31 50 - [www.ambu.fr](http://www.ambu.fr)

**Fabricant** Ambu A/S

Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup