

Ambu® AuraGain™

Ambu ✦
Ideas that work for life

- Le nouveau niveau de sécurité et d'efficacité



- Canal d'accès gastrique
- Possibilité d'intubation
- Courbe anatomique
- Bouffonnet gonflable souple
- Matériau sans Phthalate

Nouvelles
tailles
pédiatriques





Caractéristiques

Ambu AuraGain Pediatric				
Taille du masque	#1	#1½	#2	#2½
Code couleur cde l'emballage	●	●	●	●
Poids du patient	<5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg
Taille de sonde endotrachéale max.	3,5	4,0	5,0	5,5
Taille de sonde gastrique max.	6 Fr	8 Fr	10 Fr	10 Fr

Visitez notre site Internet: www.ambu.fr

Ambu sarl • Les Bureaux du Parc - Rue Jean Gabriel Domergue •

33000 Bordeaux • France

Tel. 05 57 92 31 50 • Fax 05 57 92 31 59