



Conception innovante
pour de meilleurs soins au patient

La famille Aura répond à tous les besoins que ce soit avec un simple dispositif droit ou la 2^e génération de dispositif supraglottique plus avancée.



Essayée, testée et appréciée
par les cliniciens

La famille Aura offre une gamme complète de dispositifs supraglottiques reconnus cliniquement, déjà utilisés des millions de fois dans le monde entier.



Gamme complète pour
un choix toujours adapté

La famille Aura est la gamme la plus polyvalente de dispositifs supraglottiques adaptés aux interventions ordinaires et complexes.

1) Williams DL et al., Randomised Comparison of the AMBU AuraOnce Laryngeal Mask and the LMA Unique Laryngeal Mask Airway in Spontaneously Breathing Adults. *Anesthesiol Res Pract*. doi: 10.1155/2012/405812

2) Monclus E et al., Clinical and endoscopic comparison of the single use laryngeal mask (AuraOnce) with the flexible laryngeal mask (AuraFlex) in three different positions of the head, *Eur J Anaesthesiol* 2008;25 (suppl 44):10AP1-7

ambu.com/AuraFamily



États-Unis : sur ordonnance
uniquement

Ambu A/S • Baltorpbakken 13 • DK - 2750 Ballerup • Danemark

Tél. +45 7225 2000 • Fax +45 7225 2053

Famille Ambu® Aura™

- une famille connue pour sa qualité



Famille Ambu® Aura™

- essayée, testée et appréciée

La famille Aura est une gamme complète de dispositifs supraglottiques faciles à utiliser offrant une efficacité élevée et une plus grande sécurité du patient, qui répond à tous les besoins de gestion de voies aériennes.

L'héritage Ambu®

Depuis 1937, notre travail et notre volonté de développer des solutions médicales efficaces sont nourris par des idées novatrices. Nos efforts se traduisent par des inventions allant de nos tous premiers produits comme le ballon de réanimation Ambu et les électrodes légendaires BlueSensor™ au premier vidéoscope flexible à usage unique au monde – l'aScope™.



Ambu® Aura™

Pendant plus de dix ans, Ambu s'est spécialisé dans le développement de dispositifs supraglottiques. Moulé en un seul bloc et doté d'une courbe anatomique novatrice, AuraOnce™ a déjà assuré une insertion rapide et aisée dans des millions d'interventions. Aura-i™ est conçu pour une utilisation quotidienne mais est muni d'un plan de secours intégré, si nécessaire ; et permet une intubation avec vos sondes endotrachéales standard.

Notre dernière innovation, AuraGain™, est un masque laryngé à usage unique, à courbure anatomique, comprenant un accès gastrique et une capacité d'intubation.

Avec le temps, la famille Aura™ s'est élargie jusqu'à offrir une gamme complète de dispositifs supraglottiques de haute qualité adaptés à tous vos besoins. Tous les membres de la famille Aura sont composés de matériaux souples convenant à des interventions ordinaires ou avancées.

Chacun de nos masques est conçu en pensant tout d'abord à la sécurité du patient et la convivialité d'utilisation, nos solutions sont aussi réputées pour la valeur ajoutée fournie aux clients. Ensemble, ils forment la famille Ambu Aura.

Le dernier né de la famille: AuraGain

- le nouveau niveau de sécurité et d'efficacité

AuraGain est le seul dispositif supraglottique à courbure anatomique avec un accès gastrique intégré et une capacité d'intubation qui améliorent la sécurité du patient et l'efficacité de la gestion des voies aériennes.



Ambu® AuraGain™

Masque à usage unique avec accès gastrique et intubation

Le seul dispositif supraglottique à courbure anatomique avec un accès gastrique intégré et une capacité d'intubation



Ambu® Aura-i™

Masque à usage unique à capacité d'intubation

Votre masque de tous les jours avec un plan de secours intégré. Conçu pour une intubation directe, si nécessaire.

Ambu® AuraOnce™

Masque à usage unique à courbure anatomique

Le masque original à courbure anatomique pour un positionnement et une stabilité optimaux ¹⁾



Ambu® AuraFlex™

Masque souple à usage unique

Pour une insertion simple et rapide sans compromettre le champ chirurgical ²⁾

Ambu® AuraStraight™

Masque droit à usage unique

Le choix d'un masque droit à bourrelet souple pour une étanchéité maximale et une pression minimale sur les muqueuses



Ambu® Aura40™

Masque réutilisable à courbure anatomique

La version réutilisable du masque à courbure anatomique